



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

**Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
«Госпиталь для ветеранов войн»**

193079 г. Санкт-Петербург, Народная ул., 21,
корпус 2 тел. 670-94-80; факс. 446-6420

Э-почта: gvv@zdrav.spb.ru

ОКПО 01932007 ОКОГУ 49003

ОГРН 1027806084701

ИНН / КПП 7811070851 / 781101001

от _____ № _____
На № _____ от _____

ООО «Биовитрум»

Генеральному директору

Заводскому Д.В.

Уважаемый Дмитрий Валерьевич!

СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» хочет оставить отзыв на аппарат для гистологической вакуумной проводки тканей Histosafe® Infiltra® 150:

В своей лаборатории аппарат Инфилтра 150 мы используем уже более 6 месяцев для проводки операционного, биопсийного (все виды биопсий, кроме трепанов), аутопсийного материала. Проводка Изопреп - парафин, в нашей лаборатории без промежуточной среды. Промывка: Ортоксилол – Изопреп. Работа прибора и качество проводки нас полностью устраивает. Аппарат полностью совместим с реактивами отечественного производства, которые мы используем в своей лаборатории. Управление прибором не вызывает никаких затруднений, меню и все настройки на русском языке, количество программ оптимально. В обслуживании аппарат удобен, смена реактивов, очистка и так далее производится без каких-либо трудностей. Мы рекомендуем аппарат для вакуумной проводки Инфилтра 150 для оснащения лабораторий.

**Заведующий
патологоанатомическим отделением**

Т.А. Гаран